




## [GE MAC 2000 EKG - 12 KANAL](#)

SKU: AA112024-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Das GE MAC 2000 EKG - 12 Kanal** bietet präzise und zuverlässige kardiologische Diagnostik mit einer hochauflösenden 12-Kanal-Aufzeichnung. Dieses EKG-Gerät überzeugt durch einfache Bedienung und robuste Technik, ideal für den klinischen Alltag.



---

Categories: [EKG](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **GE MAC 2000 EKG** ist ein hochmodernes, 12-Kanal-Elektrokardiographgerät, das speziell für den klinischen Einsatz entwickelt wurde. Es bietet eine präzise und zuverlässige Erfassung der elektrischen Herzaktivität und unterstützt medizinisches Fachpersonal bei der Diagnose und Überwachung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und der intuitiven Bedienung ermöglicht das GE MAC 2000 eine schnelle Durchführung von EKG-Untersuchungen, was insbesondere in hektischen Klinik- oder Praxisumgebungen von großem Vorteil ist. Das Gerät verfügt über einen integrierten Thermodrucker, der hochwertige Ausdrucke der EKG-Kurven in verschiedenen Formaten liefert.

### Wesentliche Merkmale und Vorteile des GE MAC 2000 EKG:

- **12-Kanal-Aufzeichnung:** Ermöglicht simultane Erfassung aller 12 Ableitungen für eine umfassende Herzdiagnostik.
- **Hohe Messgenauigkeit:** Präzise Erfassung der elektrischen Signale dank modernster Sensortechnologie.
- **Integrierter Thermodrucker:** Schneller und klarer Ausdruck der EKG-Daten direkt am Gerät.
- **Speicherfunktion:** Speicherung der EKG-Daten für spätere Analysen und Dokumentationen.
- **Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:** Kompatibel mit verschiedenen externen Geräten und Netzwerken zur



Datenübertragung.

- **Benutzerfreundliches Menü:** Intuitive Navigation und einfache Bedienung auch für weniger erfahrenes Personal.
- **Robustes und kompaktes Design:** Optimal für den mobilen Einsatz oder den Einsatz in beengten Praxisräumen.

Das GE MAC 2000 unterstützt die Einhaltung aktueller medizinischer Standards und Normen, wodurch eine sichere und normgerechte Diagnostik gewährleistet wird. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und spezialisierten Kardiologiezentren.

Zusammenfassend bietet das **GE MAC 2000 EKG – 12 Kanal** eine zuverlässige, präzise und effiziente Lösung zur Herzdiagnostik, die durch einfache Handhabung und robuste Technik überzeugt.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

