




## [GE MAC1200ST + SAUGLANLAGE 12 KANAL](#)

SKU: DG042024

~~1.350,00 €~~ **1.053,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Anästhesie](#), [Sauganlage](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Die GE MAC1200ST ist ein medizinisches Gerät, das in der Anästhesie und Intensivmedizin verwendet wird. Es handelt sich um eine Sauganlage, die zur Absaugung von Flüssigkeiten und Sekreten aus den Atemwegen oder anderen Körperbereichen dient.

Hier sind einige allgemeine Merkmale und Funktionen, die typischerweise mit solchen Geräten verbunden sind:

1. **12-Kanal-Überwachung:** Dies könnte bedeuten, dass das Gerät in der Lage ist, mehrere Parameter gleichzeitig zu überwachen, was für die Patientenüberwachung während chirurgischer Eingriffe wichtig ist.
2. **Einfache Bedienung:** Die meisten modernen Sauganlagen sind benutzerfreundlich gestaltet, um eine schnelle und effiziente Anwendung zu gewährleisten.
3. **Sicherheitsfunktionen:** Dazu gehören oft Alarmer für Überdruck oder andere kritische Zustände, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten.
4. **Mobilität:** Viele dieser Geräte sind tragbar oder auf Rädern montiert, um sie leicht im Krankenhaus oder in der Klinik bewegen zu können.
5. **Vielseitigkeit:** Sie können in verschiedenen klinischen Umgebungen eingesetzt werden, einschließlich Notaufnahmen, Operationssälen und Intensivstationen.

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

