



[GE OEC 7900 FLUOROSTAR COMPACT C-BOGEN 1 K](#)

SKU: BV112025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [C Bogen und zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **GE OEC 7900 Fluorostar Compact C-Bogen 1 K** ist ein hochmodernes medizinisches Bildgebungssystem, speziell entwickelt für den Einsatz in der Fluoroskopie und der Echtzeit-Röntgendiagnostik. Dieses kompakte und leistungsstarke Gerät bietet herausragende Bildqualität und Flexibilität, um eine präzise Diagnostik und minimalinvasive Therapie zu unterstützen.

Hauptmerkmale und Vorteile:

- **Hochauflösende Bildgebung:** Der 1 K Detektor liefert gestochen scharfe Bilder mit hoher Detailgenauigkeit, was eine exakte Beurteilung von anatomischen Strukturen ermöglicht.
- **Fluoroskopie in Echtzeit:** Ermöglicht dynamische Untersuchungen und interventionelle Verfahren mit minimaler Strahlenbelastung.
- **Ergonomisches Design:** Der kompakte C-Bogen ist leicht manövrierbar und ermöglicht eine flexible Positionierung um den Patienten, was den Workflow im OP oder Untersuchungsraum optimiert.
- **Zuverlässige Technik:** GE Healthcare steht für langlebige und wartungsarme Systeme, die eine hohe Verfügbarkeit gewährleisten.
- **Intuitive Bedienoberfläche:** Benutzerfreundliche Software mit schnellen Zugriffsmöglichkeiten auf Bildaufnahme, Speicherung und Analyse.

Anwendungsgebiete:

- Orthopädie und Traumatologie
- Chirurgische Interventionen
- Gefäßdiagnostik und -interventionen



- Schmerztherapie
- Notfallmedizin

Der **GE OEC 7900 Fluorostar Compact C-Bogen 1 K** ist somit ein unverzichtbares Instrument für Kliniken und Praxen, die Wert auf präzise Bildgebung, Flexibilität und eine effiziente Arbeitsweise legen. Durch seine kompakte Bauweise und die leistungsstarke Technologie unterstützt er medizinisches Fachpersonal dabei, Diagnosen sicher zu stellen und Behandlungen erfolgreich durchzuführen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

