



GE PHASED ARRAY LINEAR 4.5 - 13 MHZ 12L
KARDIO / PROBE / SONDE

SKU: B032013-01

zzgl. [Versandkosten](#)

in sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . GE 12L
Multi Frequenz Linear Sonde 4.3 - 13Mhz

geeignet für folgende Modelle : Logiq 3, Logiq 5, Logiq A5; Logiq P5, Logiq S6, Logiq 7, Vivid 3, Vivid 4, Vivid 7expert, Vivid 7Pro

Im sehr guten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86



fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

