



**GE P/N 2133377 CWD5 5.0MHZ PERIPHERAL
VASCULAR PROBE FOR GE LOGIQ 500**

SKU: AM102016

199,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight

4 kg



GALLERIE

