



## **GE S10 NEONATAL KARDIOSONDE CARDIAC PROBE**

**SKU:** V082013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .GE Logiq Serie und VIDI Serie

Frequency 4- 10.5 Mhz

Anwendung. Kardio, Neonatal , Abdoman, Pediatric, Small Parts, Nerve Block und Veterinär Applikationen

90°

Sector probe

14 x 10 mm

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)



## PRODUKTBESCHREIBUNG

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 & 500 Pro

Frequency 4- 10.5 Mhz

90°

Sector probe

14 x 10 mm

Anwendung. Kardio, Neonatal , Abdoman, Peditiatric, Small Parts, Nerve Block und Veterinär Applikationen

### **Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Sehr gepflegt

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

