



GE SP6-12 LINEAR SONDE FÜR VOLUSON 730 SYSTEME

SKU: GW082020-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: GE

Modell : SP6-12

Applikation: Small Parts, Vascular and pediatrics applications

6-12 MHz

Geeignet für folgende Modelle:

Voluson 730 PRO, VOLUSON 730 Expert

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: GE

Modell : SP6-12



Applikation: Small Parts, vascular and pediatrics applications
6 - 12 MHz

Geeignet für folgende Modelle:
VOLUSON 730 Pro, Voluson 730 Expert

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

