



## GE VAGINALSONDE E721 4 - 10MHZ ENDO VAGINAL SONDE

**SKU:** AK102016 // AR062020-VK  
**700,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 ; Logiq 500,  
Logiq Pro ....

Vollfunktionsfähig  
Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

geeignet, unter anderen für .GE Logiq 400 ; Logiq 500, Logiq Pro ....

Frequency 4.0-10 Mhz

Anwendung. Endovaginal , Vaginal

**Mwst. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig



Im guten gebrauchten Zustand  
Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Weight** 3 kg



## GALLERIE

