



GE VIVID 3 INKL 03 PROBE, PRINTER & VIDEOREKORDER

SKU: G062013

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Gerät hat folgende Ausstattungen

Videorekorder Sony SVO-9500MDP

Sony UP-895MD

Folgende Sonden sind dabei :

1 x C358 Curved Array

1 x L10 Linear Sonde

1 x 3S Kardio Sonde (Neu beschichtet)

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden /Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gerät hat folgende Ausstattungen

Videorekorder Sony SVO-9500MDP

Sony UP-895MD

Folgende Sonden sind dabei :

1 x C358 Curved Array

1 x L10 Linear Sonde

1 x 3S Kardio Sonde (Neu beschichtet)

Mwst. wird gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

