



GE VIVID 4 INKL 03 PROBE, PRINTER & VIDEOREKORDER

SKU: AS042014

zzgl. [Versandkosten](#)

EKG Modul
Videorekorder SVO-9500MDP
Printer UP-895MDW

Folgende Sonden sind dabei :

1 x C358 Curved Array

1 x 7L Linear Sonde

1 x 3S Kardio Sonde

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen § 25

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gerät hat folgende Ausstattungen

Videorekorder Sony SVO-9500MDP

Sony UP-895MD

EKG Modul

Videorekorder SVO-9500MDP

Printer UP-895MDW

Folgende Sonden sind dabei :

1 x C358 Curved Array

1 x 7L Linear Sonde

1 x 3S Kardio Sonde

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen § 25

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

