



GE VOLUME 3.5- 11.0 MHZ RSP 5-12 LINEAR
VOLUMENSONDE BABYFACE 3D 4D

SKU: 11-032014

zzgl. [Versandkosten](#)

Hersteller: GE

Modell : RSP 5-12

Bezeichnung: Volume 3.5- 11.0 MHz

Applikation: Babyface 3D 4D

Für GE Voluson 730 Serie

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Hersteller: GE

Modell : RSP 5-12

Bezeichnung: Volume 3.5- 11.0 MHz

Applikation: Babyface 3D 4D

Für GE Voluson 730 Serie



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

