



[GOLDWAY PULSOXIMETER G3 MIT FINGERSENSOR](#)

SKU: AK122025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Das **Goldway Pulsoximeter G3** mit Fingersensor ermöglicht eine schnelle und präzise Messung der Sauerstoffsättigung (SpO2) und Pulsfrequenz. Das kompakte Gerät bietet eine benutzerfreundliche Handhabung sowie ein gut ablesbares OLED-Display für den mobilen Einsatz in Klinik und Alltag.



Categories: [Monitoring und Patientenüberwachung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Goldway Pulsoximeter G3 mit Fingersensor** ist ein hochpräzises, medizinisches Messgerät zur nicht-invasiven Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut (SpO2) sowie der Pulsfrequenz. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen sowie für den privaten Gebrauch zu Hause.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Präzise Messung der Sauerstoffsättigung (SpO2):** Das Gerät liefert schnelle und zuverlässige Ergebnisse zur Überwachung des Sauerstoffgehalts im Blut.
- **Pulsmessung:** Erfasst den Puls in Schlägen pro Minute (bpm) mit hoher Genauigkeit.
- **Fingersensor:** Der integrierte Fingersensor ist ergonomisch gestaltet und sorgt für eine komfortable, sichere Messung am Finger.
- **Benutzerfreundliches OLED-Display:** Das gut ablesbare Display zeigt SpO2-Wert, Pulsfrequenz und Pulsstärke übersichtlich an.
- **Automatische Abschaltung:** Zur Energieeinsparung schaltet sich das Gerät nach kurzer Inaktivität automatisch aus.



- **Kompaktes und leichtes Design:** Ideal für den mobilen Einsatz und einfache Handhabung.
- **Einfach zu bedienen:** Ein Knopf genügt für die Bedienung, sodass auch Laien das Pulsoximeter problemlos verwenden können.

Anwendungsgebiete:

Das Goldway G3 Pulsoximeter ist besonders geeignet für Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie COPD oder Asthma, zur Überwachung bei Schlafapnoe sowie zur Kontrolle nach Operationen oder während der körperlichen Belastung. Auch Sportler nutzen das Gerät zur Überprüfung der Sauerstoffversorgung während des Trainings.

Lieferumfang:

- Goldway Pulsoximeter G3 mit integriertem Fingersensor
- Batterien für den sofortigen Einsatz
- Trageband für sicheren Halt
- Bedienungsanleitung in deutscher Sprache

Mit dem **Goldway Pulsoximeter G3** erhalten Sie ein zuverlässiges, benutzerfreundliches und präzises Messinstrument, das Ihnen eine wertvolle Unterstützung bei der Überwachung der Sauerstoffsättigung und Pulsfrequenz bietet.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

