



## GREGGERSEN FALKE O2 – MEDIZINISCHER FLASCHENDRUCKMINDERER

SKU: AI122025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**Greggerson Falke O2** ist ein präziser medizinischer Flaschendruckminderer, der eine zuverlässige und sichere Regulierung des Sauerstoffdrucks gewährleistet. Das robuste Design ermöglicht eine einfache Handhabung und sorgt für eine konstante Gasversorgung in medizinischen Anwendungen.



---

Categories: [Patientenversorgung](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Greggerson Falke O2** ist ein hochwertiger medizinischer Flaschendruckminderer, der speziell für die zuverlässige und sichere Regulierung von Sauerstoffflaschen in medizinischen Einrichtungen entwickelt wurde. Dieses Präzisionsgerät gewährleistet eine konstant kontrollierte Druckabgabe, die für die sichere Verabreichung von Sauerstofftherapien unerlässlich ist.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Druckregulierung:** Der Greggerson Falke O2 ermöglicht eine exakte Einstellung des Ausgangsdrucks, wodurch eine optimale Sauerstoffdosierung sichergestellt wird.
- **Robuste Bauweise:** Gefertigt aus hochwertigen Materialien, bietet der Druckminderer eine lange Lebensdauer und hohe Beständigkeit gegenüber mechanischen Einflüssen und Korrosion.
- **Kompatibilität:** Geeignet für alle gängigen medizinischen Sauerstoffflaschen nach DIN- und EN-Normen, was eine universelle Einsetzbarkeit gewährleistet.
- **Einfache Handhabung:** Die intuitive Bedienelemente ermöglichen eine schnelle und sichere Einstellung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.



- **Sicherheitsmerkmale:** Integrierte Rückschlagventile und Überdrucksicherungen schützen Patienten und Anwender vor gefährlichen Druckspitzen.

### **Anwendungsbereiche:**

Der Greggersen Falke O2 Flaschendruckminderer findet Anwendung in Krankenhäusern, Rettungsdiensten, Pflegeeinrichtungen sowie in der häuslichen Sauerstofftherapie. Er ist unverzichtbar für:

- Stationäre und mobile Sauerstoffversorgung
- Lungenfachärztliche Behandlungen
- Notfall- und Intensivmedizin
- Langzeittherapien bei chronischen Atemwegserkrankungen

### **Technische Details:**

- **Ausgangsdruckbereich:** stufenlos einstellbar, typischerweise 0–6 bar
- **Anschluss:** Standardgewinde DIN 477 für Sauerstoffflaschen
- **Material:** Messing verchromt oder Edelstahl
- **Gewicht:** ca. 0,5 kg
- **Abmessungen:** kompakte Bauweise für einfache Handhabung

Mit dem Greggersen Falke O2 Flaschendruckminderer erhalten medizinische Fachkräfte ein verlässliches und sicheres Gerät, das höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards erfüllt und somit zur optimalen Patientenversorgung beiträgt.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

