



## [HAAG-STREIT 940 PERIMETER 9409972](#)

SKU: BA062025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

**Haag-Streit 940 Perimeter 9409972** ist ein hochpräzises Diagnostikgerät zur Computergestützten Gesichtsfeldmessung, das durch seine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und exakte Messgenauigkeit überzeugt. Es unterstützt Augenärzte effizient bei der Früherkennung und Verlaufskontrolle von Glaukom sowie anderen neuroophthalmologischen Erkrankungen.



---

Categories: [Ophthalmologie](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Haag-Streit 940 Perimeter 9409972** ist ein hochmodernes diagnostisches Instrument, das speziell für die umfassende Gesichtsfelduntersuchung in der Ophthalmologie entwickelt wurde. Es ermöglicht eine präzise und zuverlässige Beurteilung des visuellen Feldes, was entscheidend für die Diagnose und das Management verschiedener Augenerkrankungen ist, insbesondere des Glaukoms.

### Eigenschaften und Vorteile:

- **Präzise Gesichtsfeldmessung:** Das Perimeter bietet exakte und reproduzierbare Ergebnisse durch seine fortschrittliche Messtechnologie.
- **Vielseitige Testoptionen:** Unterstützt sowohl statische als auch kinetische Perimetrie, wodurch unterschiedliche klinische Anforderungen abgedeckt werden.
- **Ergonomisches Design:** Der Patientenkomfort wird durch eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche und eine bequeme Kopfstütze gewährleistet, was die Untersuchung erleichtert.



- **Intuitive Benutzerführung:** Die Software ist übersichtlich gestaltet, ermöglicht eine einfache Testauswahl und eine effiziente Datenauswertung.
- **Umfassende Datenanalyse:** Integrierte Auswertungsprogramme unterstützen den Arzt bei der Früherkennung von Gesichtsfeldausfällen und dem Verlauf von Erkrankungen.
- **Robuste Bauweise:** Hochwertige Materialien und eine stabile Konstruktion sorgen für Langlebigkeit und zuverlässigen Einsatz im klinischen Alltag.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Diagnostik und Verlaufskontrolle bei Glaukom
- Beurteilung neurologischer Erkrankungen mit Gesichtsfeldbeteiligung
- Screening und Monitoring von Netzhauterkrankungen
- Funktionelle Untersuchung bei ophthalmologischen und neurologischen Fragestellungen

Das Haag-Streit 940 Perimeter 9409972 ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Augenärzte und Kliniken, die Wert auf eine präzise, komfortable und vielseitige Gesichtsfelddiagnostik legen. Mit seiner Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, hoher Messgenauigkeit und umfassender Auswertungsmöglichkeiten unterstützt es eine fundierte Diagnosestellung und optimale Patientenbetreuung.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

