



[HAAG STREIT BQ900 BQ 900 SPÜALTLAMPE + AT900 TONOMETER](#)

SKU: S062025

zzgl. [Versandkosten](#)

Haag Streit BQ900 Spaltlampe kombiniert präzise Optik mit ergonomischem Design für eine exakte ophthalmologische Untersuchung. In Kombination mit dem **AT900 Tonometer** ermöglicht sie eine zuverlässige und schnelle Messung des Augeninnendrucks, um Glaukom und andere Augenerkrankungen effektiv zu diagnostizieren.



Categories: [Ophthalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

