



HAEBERLE HNO PATIENTENSTUHL MECHANISCH

SKU: L012015

499,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Höhe nicht verstellbar

Lehne lässt sich mechanisch verstellen

Polsterung im Guten Zustand

Kopfstütze ist separat verstellbar

Drehbar, kann aber easy mit einen Befestigungshebel
entregeln

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [HNO Geräte](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Höhe nicht verstellbar

Lehne lässt sich mechanisch verstellen

Polsterung im Guten Zustand



Kopfstütze ist separat verstellbar

Drehbar, kann aber easy mit einen Befestigungshebel entregeln

Zustand. Gebraucht

Artike-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

