



HAEBERLE TYP. 420 **RÖNTGENBILDBETRACHTER**

SKU: BG112014

117,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

HAEBERLE Typ 420

wie abgebildet m. Edelstahlgehäuse
als standgerät - od. zur wandmontage
maße: ges. ca. 45x 50 cm
Bildfläche ca. 43x 47 cm

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Möbel und Praxiseinrichtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG



HAEBERLE Typ 420

wie abgebildet m. Edelstahlgehäuse

als standgerät - od. zur wandmontage

maße: ges. ca. 45x 50 cm

Bildfläche ca. 43x 47 cm

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

