



HAEMONETICS CELL SAVER ELITE CSE-E MASCHINELLE AUTOTRANSFUSION

SKU: BY112025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Haemonetics Cell Saver Elite CSE-E** ist ein hochmodernes System zur maschinellen Autotransfusion, das speziell für den Einsatz im perioperativen Umfeld entwickelt wurde. Dieses Gerät ermöglicht die effiziente Rückgewinnung, Aufbereitung und Wiedergabe von patienteneigenem Blut, wodurch der Bedarf an Fremdbluttransfusionen signifikant reduziert wird.

Das System zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- **Innovative Technologie:** Der Cell Saver Elite CSE-E arbeitet mit einem automatisierten Verfahren zur Blutaufbereitung, das eine schonende Gewinnung und Reinigung des Blutes gewährleistet.
- **Hohe Effizienz:** Durch die optimierte Zentrifugation und Waschprozesse wird das autologe Blut in kurzer Zeit so aufbereitet, dass es sicher und effektiv rückgeführt werden kann.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Das intuitive Bedienfeld und klare Anweisungen ermöglichen dem medizinischen Personal eine einfache und sichere Handhabung während anspruchsvoller chirurgischer Eingriffe.
- **Flexibilität:** Das Gerät ist für verschiedene OP-Situationen geeignet, einschließlich kardiovaskulärer, orthopädischer und allgemeinchirurgischer Verfahren.
- **Sicherheit:** Integrierte Überwachungssysteme gewährleisten eine kontinuierliche Kontrolle der Prozessparameter und minimieren das Risiko von Komplikationen.

Der Haemonetics Cell Saver Elite CSE-E trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der patientenspezifischen Blutversorgung bei und unterstützt Kliniken dabei, Transfusionsrisiken zu minimieren und Kosten zu reduzieren. Durch die Nutzung des eigenen Blutes wird die Immunantwort des Patienten geschont, was zu einer schnelleren Genesung beiträgt.



Technische Highlights im Überblick:

- Automatisierte Blutaufbereitung mit Zentrifugation
- Integrierte Blutvolumenmessung und -kontrolle
- Modulare Bauweise für einfache Wartung und Reinigung
- Kompatibilität mit gängigen OP-Standardzubehörteilen
- Erfüllung internationaler Sicherheits- und Qualitätsnormen

Insgesamt stellt der Haemonetics Cell Saver Elite CSE-E eine zuverlässige und bewährte Lösung für die maschinelle Autotransfusion dar, die durch modernste Technik und anwenderorientiertes Design überzeugt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

