



## [HAMILTON G5 - BEATMUNGSGERÄT](#)

**SKU:** DL062025

zzgl. [Versandkosten](#)

**DL062025 Hamilton G5** ist ein hochmodernes Beatmungsgerät, das präzise und zuverlässige Unterstützung bei der Patientenbeatmung bietet. Mit seiner fortschrittlichen Technologie gewährleistet es eine individuelle Anpassung der Beatmungsparameter für optimale Therapieergebnisse.



---

**Categories:** [Narkose und Beatmung](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

