



## [HANDSTÜCK – APPLIKATOR FÜR SPEMBLY MEDICAL SL 2000](#)

SKU: JF012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Op & Chirurgie Ausstattung](#)

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Handstück – Applikator für SPEMBLY MEDICAL SL 2000** ist ein speziell entwickeltes medizinisches Zubehör, das optimale Präzision und Benutzerfreundlichkeit bei therapeutischen Anwendungen gewährleistet. Dieses hochwertige Handstück ist kompatibel mit dem SPEMBLY MEDICAL SL 2000 System und unterstützt eine effektive und sichere Behandlung.

#### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Das Handstück ist so gestaltet, dass es eine komfortable Handhabung ermöglicht und Ermüdungserscheinungen bei längeren Anwendungen reduziert.
- **Präzise Applikation:** Der Applikator sorgt für eine zielgerichtete Abgabe der Behandlungsenergie, wodurch eine exakte Therapie an der betroffenen Körperstelle möglich wird.
- **Robuste Materialien:** Hergestellt aus hochwertigen, biokompatiblen Materialien, die den hygienischen Anforderungen im medizinischen Umfeld entsprechen und eine lange Lebensdauer garantieren.
- **Einfache Reinigung und Wartung:** Das Handstück kann unkompliziert desinfiziert und gepflegt werden, was die Einhaltung der Hygienevorschriften unterstützt.
- **Kompatibilität:** Speziell abgestimmt auf das SPEMBLY MEDICAL SL 2000 System, um eine optimale Leistungsfähigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

#### Anwendungsbereiche:

Das Handstück – Applikator ist für den Einsatz in verschiedenen medizinischen Therapien vorgesehen, bei denen präzise und kontrollierte Energieapplikationen erforderlich sind. Es findet Anwendung in Bereichen wie der Physiotherapie, Schmerztherapie und rehabilitativen Behandlungen.



### **Technische Daten:**

- Material: Hochwertiger, biokompatibler Kunststoff und Metallkomponenten
- Gewicht: Leichtgewichtig für komfortable Handhabung
- Abmessungen: Kompakt und ergonomisch geformt
- Kompatibilität: SPEMBLY MEDICAL SL 2000

Zusammenfassend bietet das Handstück – Applikator für SPEMBLY MEDICAL SL 2000 eine zuverlässige und effiziente Lösung für professionelle medizinische Anwendungen. Seine präzise Verarbeitung und ergonomische Gestaltung machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Therapeuten, die höchste Ansprüche an Qualität und Funktionalität stellen.

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

