



## HEILAND HT 3 V / ESAOTE P 80 EKG 3 KANAL EKG GERÄT

**SKU:** C122013

zzgl. [Versandkosten](#)

3-Kanal-EKG in Spitzenqualität  
12 simultane EKG-Ableitungen  
EKG-Automatik mit zahlreichen Ausruckformaten ,  
·Übersichtliche, professionelle Dokumentation

Ideal für Hausbesuche,

Inklusive Zubehör:

Patentenkabel ,Netzkabel

1x EKG Papier.

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Unkategorisiert](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

3-Kanal-EKG in Spitzenqualität

12 simultane EKG-Ableitungen

EKG-Automatik mit zahlreichen Ausruckformaten , ·Übersichtliche, professionelle Dokumentation

Ideal für Hausbesuche,



Inklusive Zubehör:

Patentenkabel ,Netzkabel

1x EKG Papier.

gepflegt

Vollfunktionsfähig

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

Fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

