



[HEINE BETA 200 LED OPHTHALMOSKOP 2,5 V](#)

SKU: HL082025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **HEINE BETA 200 LED Ophthalmoskop 2,5 V** ist ein hochwertiges Diagnoseinstrument, das speziell für die exakte Untersuchung des Augenhintergrundes entwickelt wurde. Es vereint modernste LED-Technologie mit einem robusten, ergonomischen Design, das eine präzise und komfortable Anwendung in klinischen und ambulanten Umgebungen gewährleistet.

Hauptmerkmale:

- **LED-Beleuchtung:** Die integrierte LED-Technologie sorgt für eine brillante, gleichmäßige und langlebige Lichtquelle. Dies ermöglicht eine hervorragende Ausleuchtung des Augenhintergrundes bei deutlich reduzierter Wärmeentwicklung und langer Lebensdauer der Leuchte.
- **Spannung:** Das Ophthalmoskop arbeitet mit 2,5 V, was eine optimale Balance zwischen Leistungsfähigkeit und Energieverbrauch garantiert.
- **Optische Qualität:** Hochwertige Linsen und ein präzises optisches System ermöglichen eine scharfe, kontrastreiche und verzerrungsfreie Darstellung der Netzhaut und anderer Strukturen des Augenhintergrundes.
- **Vielfältige Einstellmöglichkeiten:** Verschiedene Aperturen (z.B. kleine Öffnung, große Öffnung, Fixierlicht) und Dioptrieneinstellungen erlauben die individuelle Anpassung an unterschiedliche Patienten und



Untersuchungsanforderungen.

- **Robustes Design:** Das Gehäuse aus hochwertigem Material ist stoßfest und ergonomisch geformt, um eine sichere Handhabung auch bei längerer Nutzung zu gewährleisten.
- **Einfache Wartung:** Die LED-Lichtquelle ist wartungsfrei und austauschbar, was die Betriebskosten minimiert und die Zuverlässigkeit erhöht.

Anwendungsbereiche:

Das HEINE BETA 200 LED Ophthalmoskop eignet sich ideal für:

- Augenärztliche Untersuchungen und Diagnostik
- Allgemeinmedizinische Praxis zur Basisuntersuchung des Augenhintergrundes
- Notfall- und Intensivmedizin zur schnellen Beurteilung der Netzhaut und Sehnerven
- Fachärztliche Diagnostik bei diabetischer Retinopathie, Glaukom, Netzhautablösung und weiteren ophthalmologischen Erkrankungen

Lieferumfang:

- HEINE BETA 200 LED Ophthalmoskop 2,5 V
- Handgriff mit integriertem Batteriefach
- Schutzkappe
- Bedienungsanleitung

Das HEINE BETA 200 LED bietet eine verlässliche Kombination aus Präzision, Langlebigkeit und Anwenderfreundlichkeit. Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die auf präzise ophthalmologische Diagnostik angewiesen sind.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

