



[HEINE OMEGA 200 INDIREKTES BINOKULARES OPHTHALMOSKOP](#)

SKU: HK082025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ophthalmologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Heine Omega 200 Indirekte Binokulare Ophthalmoskop** ist ein hochmodernes Diagnoseinstrument, das speziell für die funduskopische Untersuchung des Augenhintergrundes entwickelt wurde. Es ermöglicht Augenärzten und Optometristen eine präzise und detaillierte Beurteilung der Netzhaut, des Sehnervs sowie der Gefäßstrukturen, was entscheidend für die Diagnose zahlreicher ophthalmologischer Erkrankungen ist.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Indirekte Binokulartechnik:** Das Omega 200 bietet eine stereoskopische Sichtweise, die eine dreidimensionale Darstellung des Augenhintergrundes ermöglicht und somit eine genauere Tiefenwahrnehmung gewährleistet.
- **Hochwertige Optik:** Die präzise gefertigten Linsen sorgen für eine brillante Bildqualität mit exzellenter Schärfe und Kontrast, was die Erkennung feiner Details erleichtert.
- **Ergonomisches Design:** Das Ophthalmoskop liegt dank seiner ausgewogenen Bauweise angenehm in der Hand, was längere Untersuchungen ohne Ermüdung ermöglicht.
- **Vielseitige Beleuchtungsoptionen:** Die integrierte, dimmbare LED-Beleuchtung bietet eine homogene und flimmerfreie Ausleuchtung mit variabler Helligkeit, um sich optimal an unterschiedliche Untersuchungsbedingungen anzupassen.
- **Lange Batterielaufzeit:** Dank effizienter Energieverwaltung garantiert das Gerät eine langanhaltende Einsatzdauer, ideal für den klinischen Alltag.
- **Robuste Verarbeitung:** Das Gehäuse besteht aus hochwertigen Materialien, die eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber alltäglichen Belastungen sicherstellen.

Technische Spezifikationen:



- Beleuchtungsquelle: LED mit variabler Helligkeit
- Vergrößerung: Indirekte Binokularsicht mit optimaler Tiefenschärfe
- Gewicht: Leicht und handlich für komfortable Bedienung
- Stromversorgung: Wiederaufladbare Batterien mit Schnellladefunktion
- Zubehör: Inklusive Tragekoffer und Reinigungsset

Das Heine Omega 200 ist ein unverzichtbares Werkzeug für die ophthalmologische Diagnostik und unterstützt Fachpersonal dabei, Augenkrankheiten frühzeitig zu erkennen und präzise zu beurteilen. Durch seine Kombination aus innovativer Technik, Benutzerfreundlichkeit und hoher Bildqualität stellt es einen bedeutenden Mehrwert in der augenärztlichen Praxis dar.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

