



[HEINE OPHTHALMOSKOP HSR 2 AE042025-K](#)

SKU: AE042025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

Heine Ophthalmoskop HSR 2 AE042025-K ist ein hochwertiges diagnostisches Instrument zur präzisen Untersuchung des Augenhintergrundes, das durch seine ergonomische Bauweise und leistungsstarke Lichtquelle eine klare und detailreiche Sicht ermöglicht. Dieses handliche Ophthalmoskop überzeugt durch einfache Bedienung und langlebige Qualität, ideal für den professionellen Einsatz in der Augenheilkunde.



Categories: [Ophtalmologie](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

