



HEINEN & LÖWENSTEIN ANAMED SINUS – TRAGBARES NARKOSEGERÄT

SKU: JO112024

zzgl. [Versandkosten](#)

Heinen & Löwenstein Anamed Sinus ist ein tragbares Narkosegerät, das durch kompakte Bauweise und zuverlässige Technik eine sichere und präzise Inhalationsnarkose ermöglicht. Es eignet sich ideal für den flexiblen Einsatz in Klinik und Praxis, gewährleistet dabei eine einfache Handhabung sowie höchste Patientensicherheit.



Categories: [Anästhesie](#), [Narkose und Beatmung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Heinen & Löwenstein Anamed Sinus** ist ein **tragbares Narkosegerät**, das speziell für den mobilen Einsatz in der Anästhesie entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise und hohe Funktionalität aus, wodurch es ideal für Notfalleinsätze, Krankenseinsätze außerhalb fester OP-Säle sowie für den Transport von Patienten geeignet ist.

Gerätebeschreibung und Einsatzbereich:

- Das Anamed Sinus ermöglicht eine sichere und kontrollierte Verabreichung von Inhalationsanästhetika und Sauerstoff.
- Es ist für die Narkoseeinleitung und -aufrechterhaltung bei Erwachsenen und Kindern konzipiert.
- Durch seine kompakte und robuste Bauweise ist das Gerät optimal für den mobilen Einsatz, beispielsweise im Rettungsdienst oder in der Katastrophenmedizin.

Technische Merkmale und Ausstattung:



- **Modulares Design:** Ermöglicht eine einfache Handhabung, Wartung und Reinigung.
- **Integriertes Atemsystem:** Ein Atemkalk zur CO₂-Absorption sorgt für eine effiziente Wiederverwendung des Atemgases und reduziert den Verbrauch.
- **Präzise Dosierung:** Feineinstellung der Anästhetika-Konzentration zur individuellen Anpassung an den Patientenstatus.
- **Sauerstoffversorgung:** Anschlussmöglichkeit an externe Sauerstoffquellen sowie integrierte Flussmesser zur Überwachung und Regulierung des Gasflusses.
- **Sicherheitsfunktionen:** Überdruckventile und Alarmmechanismen zur Vermeidung von Überdosierung und zur Gewährleistung der Patientensicherheit.
- **Handhabung:** Ergonomisch gestaltete Bedienelemente für intuitive und schnelle Bedienung auch unter schwierigen Bedingungen.

Vorteile des Heinen & Löwenstein Anamed Sinus:

- Hohe Mobilität durch geringes Gewicht und kompaktes Format.
- Zuverlässige und präzise Anästhesieversorgung auch in anspruchsvollen Einsatzsituationen.
- Einfache Integration in bestehende medizinische Versorgungsstrukturen.
- Langlebige Materialien und robuste Bauweise für den Einsatz unter verschiedenen Umweltbedingungen.
- Optimale Kombination aus Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit.

Das Heinen & Löwenstein Anamed Sinus ist somit eine ausgezeichnete Wahl für medizinische Fachkräfte, die eine flexible, sichere und effiziente Lösung für die Narkoseversorgung außerhalb klassischer Operationssäle benötigen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

