



**HEISSLUFTSTERILISATOR,
TROCKENSTERILISATOR MEMMERT SNB 300**

SKU: G122012

zzgl. [Versandkosten](#)

SNB 300 Rauminhalt 39l.

Kammermaße (Breite x Tiefe x Höhe) 48 x 25 x 32
cm.

Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) 63 x 40 x 60
cm.

Gewicht 32 kg.

Sehr gepflegt

Vollfunktionsfähig

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

SNB 300 Rauminhalt 39l.

Kammermaße (Breite x Tiefe x Höhe) 48 x 25 x 32 cm.

Außenmaße (Breite x Tiefe x Höhe) 63 x 40 x 60 cm.

Gewicht 32 kg.

230V // 5.3A //



50/60Hz //

1200 Watt //

DIN 12880-kl. : 1 //

Nenntemperatur .220 C //

Schutzart DIN EN 60529-IP20

Vollfunktionsfähig

Im sehr guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

