



## HEISSLUFTSTERILISATOR / STERILISATOR MELAG 75

**SKU:** BE022018

**236,81 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

www.mtc-hamburg.com  
info@mtc-hamburg.com  
Mobile 0049 176 205 800 86  
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03  
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256  
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



---

**Categories:** [Autoklaven und Sterilisatoren](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Heißluftsterilisator mit 2 Einschubblechen und Handgriff. Mechanische Luftbewegung für perfekten Wärmeausgleich

(von den Gesundheitsbehörden gefordert)

Vollsterilisation in 60 Minuten Vollautomatischer Sterilisationsablauf anerkanntes

Sterilisationsverfahren nach DIN 58947, zertifiziert nach dem MPG Optimale Raumausnutzung

durch zwei Tablett (29x19 cm) Befüllung von vorne (einbaufähig) Innen und außen Edelstahl

Technische Daten außen (BxHxT) 31 x 26 x 39,5cm

Innen (BxHxT) 19,5 x 7,4 x 29,5cm

Spannung: 230 V/50Hz

Leistung: 650 W

Gewicht: 12 kg

Volumen: 4 Liter

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86



Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

