



## [HEMOCUE HEMOGLOBIN 201 DM ANALYSER](#)

**SKU:** CJ112025-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**HemoCue Hemoglobin 201 DM Analyser** ist ein zuverlässiges, handliches Gerät zur schnellen und präzisen Messung des Hämoglobingehalts im Vollblut. Es ermöglicht eine sofortige Diagnose zur Anämie-Erkennung und unterstützt eine effiziente Patientenversorgung direkt am Point-of-Care.



---

**Categories:** [Laborequipment](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **HemoCue Hemoglobin 201 DM Analyser** ist ein hochpräzises, tragbares Diagnostikgerät, das speziell für die schnelle und zuverlässige Bestimmung des Hämoglobinspiegels im Blut entwickelt wurde. Dieses innovative System ermöglicht die unmittelbare Messung von Hämoglobinwerten, was insbesondere in klinischen Umgebungen, bei Blutspendeaktionen, in der Notfallmedizin sowie in ländlichen Regionen ohne umfassende Laborausstattung von großem Vorteil ist.

### Produktmerkmale und Vorteile:

- **Hohe Genauigkeit und Zuverlässigkeit:** Der HemoCue 201 DM nutzt photometrische Messverfahren, die mit Laborstandards vergleichbare Ergebnisse liefern.
- **Schnelle Messung:** Die Testergebnisse sind innerhalb von 10 Sekunden verfügbar, was eine sofortige klinische Entscheidungsfindung unterstützt.
- **Benutzerfreundlichkeit:** Die einfache Handhabung mit vorgefüllten Küvetten minimiert Anwenderfehler und ermöglicht auch weniger geschultem Personal eine sichere Anwendung.
- **Portabilität:** Kompaktes und leichtes Design ermöglicht den Einsatz am Point-of-Care, direkt am Patientenbett oder im Feld.



- **Minimale Probenmenge:** Für die Messung werden nur wenige Mikroliter Kapillarblut benötigt, was die Probenentnahme besonders schonend gestaltet.
- **Automatische Kalibrierung:** Das Gerät ist wartungsarm und benötigt keine externe Kalibrierung, da die Küvetten bereits werkseitig kalibriert sind.
- **Datenmanagement:** Speicherung von Messergebnissen mit Datum und Uhrzeit zur einfachen Nachverfolgung und Dokumentation.

#### **Anwendungsbereiche:**

- Diagnostik und Überwachung von Anämien
- Blutspendedienste zur schnellen Hämoglobinprüfung
- Notfall- und Intensivmedizin
- Ambulante und stationäre Patientenversorgung
- Gesundheitsprogramme in ressourcenarmen Regionen

Der **HemoCue Hemoglobin 201 DM Analyser** stellt somit eine zuverlässige, schnelle und benutzerfreundliche Lösung zur Hämoglobinbestimmung dar und unterstützt medizinisches Fachpersonal dabei, fundierte Therapieentscheidungen auf Basis präziser Laborwerte zu treffen.

#### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

