



[HERAEUS LABOR ZENTRIFUGE LABOFUGE 200](#)

SKU: N/A

zzgl. [Versandkosten](#)

Laborzentrifuge
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
0049 40 18 20 79 03
0049 176 205 800 86
fax.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die funktionale Thermo Scientific Heraeus Labofuge 200 ist ideal für den Einsatz in Arztpraxen, klinischen und kleinen Laboratorien sowie als Reservegerät in großen Laboratorien.

Die mikroprozessorgesteuerte Heraeus Labofuge 200 verfügt über helle Digitalanzeigen und Touchpad-Tasten für die schnelle und einfache Einstellung von Drehzahl und Laufzeit. Um einen Lauf zu wiederholen, reicht es, die Start-Taste zu drücken.

Laborzentrifuge
Im guten gebrauchten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

