



[HETTICH EBA 270 - EBA270 REF 2300](#) [TISCHZENTRIFUGE - ZENTRIFUGE](#)

SKU: CT022025-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Hettich EBA 270 ist eine kompakte und zuverlässige Tischzentrifuge, die sich ideal für den Routinegebrauch in Laboren eignet. Sie bietet präzise Zentrifugation bei variablen Geschwindigkeiten und überzeugt durch einfache Bedienung sowie leisen Betrieb.



Categories: [Laborequipment](#), [Zentrifuge](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Hettich EBA 270 (Ref 2300)** ist eine hochwertige Tischzentrifuge, die speziell für den Einsatz in medizinischen Laboren, Kliniken und Forschungseinrichtungen entwickelt wurde. Dieses Modell überzeugt durch seine Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und präzise Leistungsfähigkeit, um vielfältige Proben effizient zu verarbeiten.

Technische Merkmale und Funktionen:

- **Maximale Drehzahl:** Bis zu 5.000 U/min, ideal für standardisierte Zentrifugationsverfahren.
- **Maximaler RCF (Relative Zentrifugalbeschleunigung):** Bis zu 2.920 x g, gewährleistet eine effektive Sedimentation verschiedenster Proben.
- **Leistungsstarker Motor:** Geräuscharm und vibrationsreduziert für einen stabilen und ruhigen Betrieb.
- **Präzise Steuerung:** Elektronisch einstellbare Zeit- und Drehzahlanzeige ermöglicht eine exakte Anpassung der Zentrifugationsparameter.
- **Sicherheitsfeatures:** Automatischer Deckelverschluss, Unwuchterkennung sowie Notstopp-Funktion für maximale Anwendersicherheit.



- **Kompaktes Design:** Platzsparend mit einem robusten Gehäuse aus hochwertigem Material, das eine lange Lebensdauer garantiert.
- **Vielseitigkeit:** Kompatibel mit verschiedenen Rotoren und Adapterkits, geeignet für Blutproben, Urin, Zellkulturmedien und andere biologische Materialien.

Anwendungsgebiete:

Die Hettich EBA 270 ist optimal geeignet für Routineanwendungen wie:

- Trennung von Blutbestandteilen (Serum, Plasma)
- Zentrifugation von Urinproben
- Vorbereitung von Proben für mikrobiologische Analysen
- Isolierung von Zellkulturen und Biomolekülen

Bedienkomfort und Wartung:

Das intuitive Bedienfeld ermöglicht eine einfache Programmierung und schnelle Anpassung der Zentrifugationsparameter. Die robuste Bauweise gewährleistet eine einfache Reinigung und Wartung, wodurch Ausfallzeiten minimiert werden.

Mit der **Hettich EBA 270** erhalten medizinische Einrichtungen und Labore eine zuverlässige und leistungsfähige Tischzentrifuge, die höchste Anforderungen an Genauigkeit, Sicherheit und Effizienz erfüllt.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

