



[HETTICH UNIVERSAL ZENTRIFUGE 30F](#)

SKU: P102014

1.069,81 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Gebrauchte Laborzentrifuge von Hettich,
Typ Universal 30 F.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 3,5 A, 450 W.

Drehzahl Zentrifuge: maximum 16.000 Upm.

Mit Rotor Typ 1424 A. Kapazität: maximum 4 x 150 g.

Drehzahl: maximum 5.000 Upm.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 43 x 31,2 x 39 cm.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com


info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Laborequipment](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG



Gebrauchte Laborzentrifuge von Hettich,

Typ Universal 30 F.

Technische Spezifikationen: 220 V, 50 Hz, 3,5 A, 450 W. Drehzahl Zentrifuge: maximum 16.000 Upm.

Mit Rotor Typ 1424 A. Kapazität: maximum 4 x 150 g. Drehzahl: maximum 5.000 Upm.

Gehäuse (T)x(H)x(B): 43 x 31,2 x 39 cm.

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

