



## HF GERÄT ERBE ERBOTOM T 71 D / ERBE ELEKTROMEDIZIN

**SKU:** E022020-NV

zzgl. [Versandkosten](#)

Das HF-Gerät Erbe Erbotom T 71 D von Erbe Elektromedizin ist ein präzises Hochfrequenzchirurgiesystem, das eine zuverlässige und sichere Gewebedurchtrennung sowie Koagulation ermöglicht. Es überzeugt durch einfache Handhabung und vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der chirurgischen Elektromedizin.



---

**Categories:** [HF-Chirurgie & Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Das **HF-Gerät Erbe Erbotom T 71 D** der Firma **Erbe Elektromedizin** ist ein hochmodernes Hochfrequenz-Chirurgiegerät, das speziell für den Einsatz in der operativen Medizin entwickelt wurde. Es bietet präzise, sichere und effiziente Schnitt- und Koagulationsmöglichkeiten, die den Anforderungen moderner chirurgischer Verfahren gerecht werden.

### **Produktmerkmale und technische Details:**

- **Vielseitige Anwendung:** Das Erbotom T 71 D eignet sich für verschiedene chirurgische Disziplinen, darunter Allgemeinchirurgie, Gynäkologie, Urologie, HNO und Dermatologie.
- **Leistungsstarkes HF-System:** Es arbeitet mit einer Hochfrequenz von bis zu 400 kHz, wodurch eine präzise Gewebeerstörung bei minimaler thermischer Schädigung des umliegenden Gewebes ermöglicht wird.
- **Moderne Schnitt- und Koagulationsmodi:** Das Gerät bietet diverse Modi, darunter kontinuierlichen und gepulsten Schnitt sowie verschiedene Koagulationsarten (Sprüh- und Kontaktkoagulation), um eine optimale



Blutstillung und Gewebebehandlung sicherzustellen.

- **Benutzerfreundliche Steuerung:** Ein übersichtliches Bedienfeld mit klarer Anzeige ermöglicht eine intuitive Handhabung und schnelle Anpassung der Parameter während der Operation.
- **Sicherheitssysteme:** Integrierte Sicherheitseinrichtungen wie HF-Überwachung und automatische Abschaltung gewährleisten einen sicheren Betrieb und minimieren das Risiko von Komplikationen.
- **Robustes und langlebiges Design:** Das Gerät ist für den dauerhaften Einsatz im Klinikalltag konzipiert und erfüllt hohe Qualitätsstandards.

### **Anwendungsbereiche:**

Das Erbotom T 71 D wird eingesetzt für:

- Präzise Gewebeschnitte bei chirurgischen Eingriffen
- Effektive Blutstillung durch Koagulation
- Minimalinvasive und offene Operationen
- Behandlung verschiedenster Gewebetypen, einschließlich Haut, Muskel und Schleimhaut

### **Vorteile des Erbe Erbotom T 71 D:**

- Hohe Präzision und Kontrolle bei chirurgischen Eingriffen
- Reduzierung von Blutverlust und Operationszeit
- Verbesserte Wundheilung durch schonende Gewebeeinwirkung
- Zuverlässige und sichere Technologie von Erbe Elektromedizin, einem weltweit anerkannten Hersteller

Das **HF-Gerät Erbe Erbotom T 71 D** stellt somit eine exzellente Lösung für Chirurgen dar, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Effizienz legen. Es unterstützt die Durchführung anspruchsvoller operativer Maßnahmen und trägt dazu bei, optimale Behandlungsergebnisse zu erzielen.

## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

