



[HILL ROM - AFFINITY MODEL P3700 - ENTBINDUNGSBETT](#)

SKU: FD102025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Gynäkologie und Urologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Hill-Rom Affinity Model P3700 Entbindungsbett** ist eine hochmoderne, speziell entwickelte Lösung für den Einsatz in Geburtsstationen und Geburtshäusern. Es vereint Komfort, Sicherheit und Funktionalität, um Mutter und Kind während des Geburtsprozesses bestmöglich zu unterstützen.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Ergonomisches Design:** Das Bett ist so konzipiert, dass es verschiedene Geburtspositionen ermöglicht und somit den Geburtsverlauf erleichtert. Die verstellbaren Liegeflächen und Seitenstützen bieten optimalen Komfort für die werdende Mutter.
- **Elektrische Verstellbarkeit:** Mit intuitiven Bedienelementen lassen sich Höhe, Rückenlehne sowie Fuß- und Beinteile präzise und geräuscharm verstellen. Dies erleichtert dem medizinischen Personal die Anpassung an die individuellen Bedürfnisse.
- **Sicherheitsfunktionen:** Das Affinity P3700 verfügt über stabile Seitengitter und eine robuste Konstruktion, die sowohl Mutter als auch Kind während der Geburt schützt. Die Bremsen sind zuverlässig und gewährleisten einen sicheren Stand des Bettes.
- **Hygienisch und pflegeleicht:** Alle Materialien sind leicht zu reinigen und desinfizieren, was den hohen Anforderungen im Krankenhausalltag gerecht wird und das Infektionsrisiko minimiert.
- **Integrierte Geburtswanne (optional):** Das Modell kann mit einer Geburtswanne ausgestattet werden, um Wassergeburten komfortabel und sicher zu ermöglichen.
- **Mobilität:** Das Bett ist mit robusten Rollen versehen, die ein einfaches Verschieben und Positionieren im Kreißsaal erlauben.

Technische Daten:



- Verstellbare Liegeflächen: Rückenlehne, Sitz-, Bein- und Fußteile
- Höhenverstellung: elektrisch, stufenlos
- Material: Hochwertiger Stahlrahmen mit antibakterieller Beschichtung
- Belastbarkeit: bis zu 230 kg
- Abmessungen (L x B): ca. 220 cm x 100 cm
- Stromversorgung: 230 V, 50 Hz

Das **Hill-Rom Affinity Model P3700 Entbindungsbett** unterstützt medizinisches Fachpersonal durch seine vielseitigen Einstellmöglichkeiten und Sicherheitsmerkmale optimal bei der Geburtshilfe. Gleichzeitig sorgt es für eine angenehme und sichere Geburtsumgebung, die den Bedürfnissen der Mutter und des Neugeborenen gerecht wird.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

