



## [HILL-ROM P8000 - P 8000 STRETCHER - TRANSPORT LIEGE](#)

SKU: EW062025

zzgl. [Versandkosten](#)



---

Categories: [Transport-Liege](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der **Hill-Rom P8000 Transport-Liege** ist speziell entwickelt worden, um den sicheren und komfortablen Transport von Patienten in medizinischen Einrichtungen zu gewährleisten. Dieses hochwertige Gerät kombiniert robuste Bauweise mit durchdachten Funktionalitäten, die den Anforderungen in Krankenhäusern, Kliniken und Notfallstationen gerecht werden.

### Merkmale und Vorteile:

- **Robuste Konstruktion:** Die Liege besteht aus hochwertigen Materialien, die eine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit sicherstellen. Die stabile Rahmenkonstruktion sorgt für maximale Sicherheit während des Transports.
- **Ergonomisches Design:** Die P8000 ist ergonomisch gestaltet, um den Bedienkomfort für medizinisches Personal zu erhöhen und gleichzeitig dem Patienten eine angenehme Liegeposition zu bieten.
- **Verstellbare Liegefläche:** Die Liegefläche kann je nach Bedarf flexibel angepasst werden, um verschiedene Patientenpositionen zu ermöglichen, beispielsweise Rückenlage oder leicht erhöhte Positionen.
- **Leichtgängige Rollen mit Feststellbremsen:** Hochwertige Rollen ermöglichen eine einfache Manövrierbarkeit der Liege auf verschiedenen Bodenbelägen. Die integrierten Feststellbremsen sorgen für sicheren Halt bei Stillstand.
- **Optimale Hygiene:** Die Materialien der Liegefläche sind leicht zu reinigen und desinfizieren, was den hygienischen Anforderungen im medizinischen Alltag entspricht.
- **Zubehöroptionen:** Die Transport-Liege kann mit verschiedenen Zubehörteilen ausgestattet werden, zum Beispiel Infusionshalterungen oder Seitengitter, um den individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

### Anwendungsbereiche:



Die Hill-Rom P8000 Transport-Liege eignet sich ideal für den internen Patiententransport innerhalb von Krankenhäusern, Rettungsdiensten und anderen medizinischen Einrichtungen. Sie gewährleistet eine sichere und komfortable Beförderung von Patienten, sowohl in Notfallsituationen als auch im regulären Klinikbetrieb.

**Technische Spezifikationen (Auszug):**

- Tragfähigkeit: bis zu 200 kg
- Gesamtabmessungen: variabel je nach Modellkonfiguration
- Gewicht: ca. 40 kg (abhängig von Ausstattung)
- Material Liegefläche: antibakteriell beschichtetes, leicht zu reinigendes Material
- Rollen: Ø 125 mm, mit Feststellbremsen

Mit der Hill-Rom P8000 Transport-Liege investieren Sie in ein zuverlässiges, langlebiges und patientenorientiertes Transportmittel, das den höchsten Standards im Gesundheitswesen entspricht und die tägliche Arbeit des Pflegepersonals maßgeblich erleichtert.

**ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

