



HITACHI EUP-L33 LINEAR 7.5 - 5.0 MHZ

SKU: T112014-02 // AJ032016

zzgl. [Versandkosten](#)

Linear Sonde 7.5 - 5Mhz
Im sehr guten gepflegten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . EUP-L33
Hersteller . HITACHI
für Hitachi EUB-405, EUB-420; EUB-450; EUB-515; EUB-525; EUB-555
Linear Ultraschallkopf 7.5 - 5Mhz



Anwendung : Schilddrüse, Mamma small Part , Hüfte

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile. 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

