



HITACHI EUP-L33 ULTRASCHALLSONDE

SKU: CN012025-k

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die **Hitachi EUP-L33** ist ein **spezialisierte linearer Ultraschall-Schallkopf (Linear Array)**, der primär für **die Gefäßdiagnostik (Vaskular)** sowie für **intraoperative Anwendungen** konzipiert wurde. Sie liefert hochauflösende Bilder von oberflächennahen Strukturen und Gefäßen.

Technische Spezifikationen

Laut Angaben von Fachhändlern wie **Euro Medical** und **Lysis** weist die Sonde folgende Merkmale auf:

- **Sondentyp:** Linear Array.
- **Frequenzbereich:** Typischerweise **7,5 MHz**. Einige Quellen geben ein Spektrum von **5,0 bis 7,5 MHz** an.
- **Anwendungsgebiete:** Gefäßuntersuchungen, Kleinteile (Small Parts) und intraoperative Bildgebung.
- **Anschluss:** Cartridge-Typ.

Systemkompatibilität

Die EUP-L33 ist mit einer Reihe älterer Hitachi-Ultraschallsysteme kompatibel:

- **EUB-Serie:** EUB-405, EUB-525, EUB-5500, EUB-6000, EUB-6500, EUB-8000 und EUB-8500.
- **Weitere:** Teilweise auch als kompatibel mit Systemen von Picker gelistet.



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

