



[HITACHI EUP-L53 LINEARE SONDE](#)

SKU: DU012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Technische Eckdaten (typisch):

- Sondentyp: Linear
- Frequenzbereich: ca. 5–13 MHz
- Anwendung: Gefäßdiagnostik, Schilddrüse, MSK (Muskuloskeletal), oberflächliche Organe
- Kompatibilität: Für diverse Hitachi Ultraschallsysteme (z. B. Aloka ProSound-Serie – bitte genau prüfen)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

