



HITACHI EUP-V53W 8.0 - 4.0 MHZ
ENDOKAVITÄR ENDOVAGINAL ENDOREKTAL

SKU: DJ112015-03

1.999,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . EUP-V53W

Hersteller . HITACHI

für Hitachi EUB-5500, EUB-6000....

Endovaginal / Endorektal Ultraschallkopf 8.0 - 4.0
Mhz- 10R / 200 Grad

Anwendung : Gynökologie / Vaginal / Fet.Herz /
Urologie

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Bezeichnung . EUP-V53W

Hersteller . HITACHI

für Hitachi EUB-5500, EUB-6000....

Endovaginal / Endorektal Ultraschallkopf 8.0 - 4.0 Mhz- 10R / 200 Grad



Anwendung : Gynökologie / Vaginal / Fet.Herz / Urologie

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile

0049 176 205 800 86

Tel / Homezone

0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro

0049 40 3 61 61 - 256

Fax.

0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

