



HITACHI / PICKER CS 9600
ULTRASCHALLGERÄT

SKU: P092013

zzgl. [Versandkosten](#)

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

CONVEX 3.5- MHZ EUP-D314T

LINEAR SONDE EUP-L33S 5 - 7.5 MHZ

LINEAR SONDE EUP-L33 68 MM 7.5 MHZ SONDE

SEKTOR KARDIO SONDE EUP-300A 2.5 MHZ

ANDERE SONDEN AUF ANFRAGE

MWST. WIRD NICHT GESONDERT
AUSGEWIESEN

VOLLFUNKTIONSFÄHIG
IM GUTEN GEBRAUCHTEN ZUSTAND
ARTIKEL-STANDORT. HAMBURG

WWW.MTC-HAMBURG.COM

INFO@MTC-HAMBURG.COM

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

FAX.0049 40 65 86 33 64



Categories: [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)
[/Zubehör](#)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Folgende Sonden stehen Ihnen zur Verfügung :

Convex 3.5- MHz EUP-D314T

Linear Sonde EUP-L33S 5 - 7.5 Mhz

Linear Sonde EUP-L33 68 MM 7.5 Mhz Sonde

Sektor Kardio Sonde EUP-300A 2.5 Mhz

Andere Sonden auf Anfrage

Mwst. wird nicht gesondert ausgewiesen

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

