



## [HITACHI PICKER EUP-C311 MICRO CONVEX PROBE 3.5](#)

**SKU:** DR012025-K

zzgl. [Versandkosten](#)



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung: Hitachi PICKER EUP-C311 Micro Convex Probe 3.5 MHz

Funktion: Ultraschall-Sonde für diagnostische Bildgebung, besonders für abdominale und pädiatrische Untersuchungen

Einsatz: Kliniken, Praxen mit Ultraschallgeräten

Merkmale:

- Frequenz 3,5 MHz
- Micro Convex Design für bessere Zugänglichkeit und Bildqualität
- Kompatibel mit entsprechenden Hitachi/PICKER Ultraschallgeräten

### **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN**



## GALLERIE

