



**HITACHI PICKER LS2400 // LS 2400**  
**ULTRASCHALLGERÄT MIT 3.5 MHZ LINEAR**  
**SONDE**

**SKU: K052015**

**499,00 €**

zzgl. [Versandkosten](#)

geliefert wird das Gerät mit folgender Sonde :

1 x LA 3510 3,5MHz Linear Sonde

**MwSt. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

geliefert wird das Gerät mit folgender Sonde :

1 x LA 3510 3,5MHz Linear Sonde



**MwSt. wird gesondert ausgewiesen**

Vollfunktionsfähig

Im guten gebrauchten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

Mobile. 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

