



## HITACHI / PICKER MICRO CONVEX PROBE 3.5 EUP-C311

**SKU:** Q092013-02

zzgl. [Versandkosten](#)

Bezeichnung . EUP-C311

Hersteller . HITACHI / PICKER

für Hitachi EUB-405, 410, 420, 450 and 515 Series

/

Linear Ultraschallkopf 3.5

Anwendung : Abdomen Geburtshilfe

Im sehr guten Zustand

Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64



---

**Categories:** [Ultraschall / Doppler / Sonden](#)  
[/Zubehör](#)

## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Bezeichnung . EUP-C311

Hersteller . HITACHI / PICKER

für Hitachi EUB-405, 410, 420, 450 and 515 Series /

Linear Ultraschallkopf 3.5

Anwendung : Abdomen Geburtshilfe

Im sehr guten Zustand



Artikel-Standort. Hamburg

[www.mtc-hamburg.com](http://www.mtc-hamburg.com)

[info@mtc-hamburg.com](mailto:info@mtc-hamburg.com)

0049 40 18 20 79 03

0049 176 205 800 86

fax.0049 40 65 86 33 64

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

