



HOCHDRUCKSPRITZENPUMPE / KONTRAST INJEKTOR LF TYP ANGIOMAT 6000

SKU: BE102021

749,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Das Gerät war mit einer Anlage von Philips Diagnost C2 im Betrieb, kann aber an andere Modelle angeschlossen Type . ANGIOMAT 6000

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com

Mobile	0049 176 205 800 86
Tel / Homezone	0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro	0049 40 3 61 61 - 256
Fax.	0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Gerät war mit einer Anlage von Philips Diagnost C2 im Betrieb, kann aber an andere Modelle angeschlossen
Mit Heizkolben
Type . ANGIOMAT 6000

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg



www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

