



**HOLOGIC MULTICARE PLATINUM
STEREOTACTIC BIOPSY BREAST EXAMINE +
VAKUUMEINHEIT ATEC SAPPHIRE BJ. 2015,
MR-FÄHIG**

SKU: HOLOGIC Multicare Platinum

zzgl. [Versandkosten](#)

HOLOGIC Multicare Platinum Stereotactic Biopsy mit integrierter *Vakuumeinheit ATEC Sapphire* (Baujahr 2015) ermöglicht präzise, minimal-invasive Brustbiopsien unter stereotaktischer Bildgebung und ist MR-fähig für den Einsatz in der Magnetresonanztomographie. Das System gewährleistet eine zuverlässige Gewebeentnahme bei höchster Patientensicherheit und Komfort.



Categories: [Röntgen & Durchleuchtung](#), [Röntgen und zubehör](#), [Röntgen und Zubehör](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **HOLOGIC Multicare Platinum Stereotactic Biopsy System** in Kombination mit der **Vakuumeinheit ATEC Sapphire** (Baujahr 2015) stellt eine hochmoderne Lösung für die minimalinvasive Brustdiagnostik dar. Dieses System ist speziell für die präzise und effiziente Durchführung stereotaktischer Brustbiopsien entwickelt worden und bietet eine hervorragende Bildgebung sowie eine komfortable Handhabung.

Produktmerkmale und Vorteile:

- **Stereotaktische Biopsie:** Ermöglicht die gezielte Entnahme von Gewebeproben aus der Brust unter Verwendung dreidimensionaler Bildgebung für eine exakte Lokalisierung von Läsionen.
- **MR-Fähigkeit:** Das System ist kompatibel mit Magnetresonanztomographie (MRT), was eine erweiterte

Diagnostik und gezielte Biopsie auch bei MRT-positiven Läsionen ermöglicht.

- **ATEC Sapphire Vakuumeinheit:** Integrierte Vakuumtechnik sorgt für eine schonende und vollständige Gewebeentnahme mit hoher Präzision und minimiert gleichzeitig das Risiko von Komplikationen.
- **Ergonomisches Design:** Das Gerät ist benutzerfreundlich gestaltet und unterstützt medizinisches Personal durch intuitive Bedienung und effiziente Arbeitsabläufe.
- **Hohe Bildqualität:** Präzise Bildgebung ermöglicht eine klare Darstellung der Bruststrukturen und unterstützt die sichere Diagnosestellung.
- **Modernes Baujahr 2015:** Das Gerät entspricht aktuellen technischen Standards und bietet eine zuverlässige Leistung im klinischen Einsatz.

Anwendungsgebiete:

Das HOLOGIC Multicare Platinum System mit ATEC Sapphire Vakuumeinheit eignet sich hervorragend für:

- Die präzise Diagnostik von unklaren Mammabefunden
- Die gezielte Entnahme von Gewebeproben bei mikroverkalkungen und Tumorverdacht
- Die Durchführung von minimalinvasiven Brustbiopsien unter stereotaktischer Kontrolle
- Die Biopsie von MRT-positiven Läsionen dank MR-Kompatibilität

Fazit:

Mit dem HOLOGIC Multicare Platinum Stereotactic Biopsy System inklusive der Vakuumeinheit ATEC Sapphire erhalten Sie ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät für die moderne Brustdiagnostik. Die Kombination aus präziser stereotaktischer Bildgebung, MR-Fähigkeit und innovativer Vakuumtechnik gewährleistet eine sichere, effiziente und patientenfreundliche Gewebeentnahme. Dieses System ist eine wertvolle Investition für Kliniken und Praxen, die höchste Ansprüche an Qualität und Diagnosesicherheit stellen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

