



## [HUNTLEIGH HUNTLEIGH DOPPLEX MINI](#)

**SKU:** LB012024-K

zzgl. [Versandkosten](#)

**HUNTLEIGH Huntleigh Dopplex Mini** ist ein kompaktes, handliches Doppler-Ultraschallgerät zur zuverlässigen Erfassung peripherer Blutflussströme. Es bietet präzise akustische Signale und eignet sich ideal für die nicht-invasive vaskuläre Diagnostik in Klinik und Praxis.



---

**Categories:** [Ultraschall](#) / [Doppler](#) / [Sonden](#) / [Zubehör](#)

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



## GALLERIE

