



HUWO EURO THERM 3
WÄRMETHERAPIEGERÄT FÜR DIE
PHYSIKALISCHEN THERAPIE WANDMODELL
MIT ARM

SKU: AK072016

599,00 €

zzgl. [Versandkosten](#)

Infrarotwärmestrahlerkopf 3-fach –
Mit Wandhalterung - Wandarm
3 Lampen je 250 Watt, einzeln schaltbar
mechanische Zeitschaltuhr
Gehäuse weiß beschichtet
Schutzgitter
Leistung 3 x 250 Watt, 230 V
CE-Zeichen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com
info@mtc-hamburg.com
Mobile 0049 176 205 800 86
Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03
Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256
Fax. 0049 40 3 61 61 - 257



Categories: [Physikalische Therapie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Infrarotwärmestrahlerkopf 3-fach –



Mit Wandhalterung - Wandarm
3 Lampen je 250 Watt, einzeln schaltbar
mechanische Zeitschaltuhr
Gehäuse weiß beschichtet
Schutzgitter
Leistung 3 x 250 Watt, 230 V
CE-Zeichen

Vollfunktionsfähig
Im guten gebrauchten Zustand
Artikel-Standort. Hamburg

www.mtc-hamburg.com

info@mtc-hamburg.com

Mobile 0049 176 205 800 86

Tel / Homezone 0049 40 18 20 79 03

Tel / Büro 0049 40 3 61 61 - 256

Fax. 0049 40 3 61 61 - 257

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Weight 45 kg



GALLERIE

