



INOMED ISI IOM NEURO EXPLORER VERSION
5.0 504 194 + 504 216 + 504 200

SKU: N052025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Neurochirurgie](#), [Neurologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Inomed ISI iom neuro explorer Version 5.0 ist ein intraoperatives Neuromonitoring-System (IONM), das zur Überwachung neurophysiologischer Funktionen während chirurgischer Eingriffe entwickelt wurde.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

