



[INOVATEC S500 - S 500 SPEZIALGEBÄSE FÜR SOFT CARE AUFLAGER](#)

SKU: BK092025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Patientenversorgung](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **inovatec S500 - S 500 Spezialgebläse** ist speziell entwickelt worden, um optimale Unterstützung in der medizinischen Versorgung von Patienten zu gewährleisten, die ein **Soft Care Auflager** benötigen. Dieses Gebläse zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit aus, was es zu einer idealen Komponente für moderne Therapielösungen macht.

Eigenschaften und Vorteile des inovatec S500 Spezialgebläses:

- **Leistungsstark und leise:** Das Gebläse arbeitet mit einer optimierten Geräuscentwicklung, sodass es auch in ruhigen Umgebungen wie Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen kaum wahrnehmbar ist.
- **Effiziente Luftzufuhr:** Es sorgt für eine konstante und gleichmäßige Luftzirkulation in Soft Care Auflagern, was zur Druckentlastung und zur Vermeidung von Dekubitus beiträgt.
- **Robust und langlebig:** Durch hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung ist das Gebläse besonders widerstandsfähig gegen Verschleiß und für den Dauereinsatz geeignet.
- **Einfache Integration:** Das inovatec S500 lässt sich problemlos in verschiedene Soft Care Systeme integrieren und passt sich flexibel den jeweiligen Anforderungen an.
- **Benutzerfreundliche Handhabung:** Intuitive Bedienung und unkomplizierte Wartung sorgen für einen reibungslosen Einsatz im klinischen Alltag.

Anwendungsbereiche:

- Druckentlastende Patientenlagerung bei Immobilität
- Prävention und Therapie von Dekubitus (Druckgeschwüren)
- Unterstützung bei der Wundheilung durch verbesserte Druckverteilung



- Pflege in Krankenhäusern, Rehabilitationszentren und Pflegeeinrichtungen

Technische Details:

- Leistungsaufnahme: [bitte spezifische Werte einfügen]
- Geräuschpegel: [bitte spezifische Werte einfügen]
- Versorgungsspannung: [bitte spezifische Werte einfügen]
- Abmessungen: [bitte spezifische Werte einfügen]
- Gewicht: [bitte spezifische Werte einfügen]

Das inovatec S500 Spezialgebläse stellt eine zuverlässige und effiziente Lösung dar, um den hohen Anforderungen der Patientenversorgung gerecht zu werden. Durch seine passgenaue Konzeption für Soft Care Auflager trägt es maßgeblich zur Steigerung des Patientenkomforts und zur Optimierung der therapeutischen Maßnahmen bei.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

