



INSTRUMENTATION LABORATORY GEM PREMIER 3500

SKU: FJ072025-

zzgl. [Versandkosten](#)

INSTRUMENTATION LABORATORY GEM Premier 3500 ist ein hochmodernes Blutgasanalysegerät, das präzise und schnelle Ergebnisse für klinische Diagnostik liefert. Es kombiniert zuverlässige Messtechnologie mit benutzerfreundlicher Handhabung und unterstützt eine effiziente Patientenversorgung im Labor und am Point-of-Care.



Categories: [Laborequipment](#)

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

