



**[INTEGRA MAYFIELD A2004 SET - RLO0149A](#)
[+ RLU149B + A-1111 + A-1079](#)**

SKU: BN072025

zzgl. [Versandkosten](#)



Categories: [Neurochirurgie](#), [Neurologie](#)

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das **Integra Mayfield A2004 Set** (Bestellnummer: RLO0149A + RLU149B + A-1111 + A-1079) ist ein hochwertiges neurochirurgisches Fixationssystem, das speziell für die sichere und stabile Positionierung des Kopfes während komplexer neurologischer und neurochirurgischer Eingriffe entwickelt wurde. Dieses Set kombiniert Präzision, Zuverlässigkeit und ergonomisches Design, um Chirurgen eine optimale Arbeitsumgebung zu bieten.

Produktbestandteile und Merkmale:

- **A2004 Fixationsrahmen:** Robuster und leichtgewichtiger Rahmen aus hochwertigem Edelstahl für maximale Stabilität und Langlebigkeit.
- **RLO0149A und RLU149B Klemmen:** Präzisionsklemmen zur sicheren Fixierung der Kopfposition, kompatibel mit verschiedenen Schädelgrößen und -formen.
- **A-1111 Schraubenset:** Hochfeste Schrauben aus biokompatiblem Material, die eine sichere Verankerung gewährleisten und Vibrationen minimieren.
- **A-1079 Polsterung:** Weiche, sterile Polsterungen zur Druckentlastung und zum Schutz der Haut während langer Operationszeiten.

Anwendungsbereiche:

- Neurochirurgische Operationen wie Kraniotomien, Wirbelsäuleneingriffe und stereotaktische Verfahren.
- Präzise Positionierung bei bildgebenden Verfahren (z.B. CT, MRT) in Kombination mit chirurgischen Interventionen.
- Stabilisierung bei traumatischen Schädelverletzungen während der operativen Versorgung.



Vorteile des Integra Mayfield A2004 Sets:

- Ermöglicht eine exakte und reproduzierbare Fixierung des Kopfes mit minimaler Bewegungsfreiheit.
- Hohe Kompatibilität mit gängigen Operationssystemen und bildgebenden Geräten.
- Einfache und schnelle Montage sowie Anpassung während des Eingriffs.
- Biokompatible Materialien reduzieren das Risiko von Hautirritationen und Infektionen.
- Ergonomisches Design unterstützt den Chirurgen und erhöht die Patientensicherheit.

Das Integra Mayfield A2004 Set ist ein unverzichtbares Instrument für neurochirurgische Teams, die auf höchste Präzision und Sicherheit bei der Kopfpositionierung angewiesen sind. Durch die Kombination aus robustem Material, durchdachtem Design und umfangreichem Zubehör bietet dieses Set eine zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Operationen.

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



GALLERIE

